



Herstellung Orthopädischer Einlagen nach DGUV 112-191 für die Schuhmodelle

PROMAT Kuba (4721000129 – 137)



PROMAT Tobago (4721000139 – 147):



- 1) Der Händler empfiehlt dem Kunden einen Orthopädie-Schuhmacher (OSM) vor Ort
oder der Kunde geht zum OSM seines Vertrauens.
- 2) Der Kunde geht mit den zertifizierten Sicherheitsschuhen und der ärztlichen Bescheinigung (Rezept) zum OSM.
- 3) Der OSM nimmt einen Abdruck per Scanner oder Blauabdruck und dokumentiert diesen Vorgang.
- 4) Der OSM bestellt bei der **Fa. Bauerfeind AG einen Bausatz der Einlage passend zur Serie Linie Profi Line**, welchen er nach Erhalt individuell auf den Kunden anpasst, **oder** der OSM bestellt bei der **Fa. Bauerfeind AG** die fertige Einlage.
- 5) Der Kunde passt die Sicherheitsschuhe mit den neuen Einlagen beim OSM an und kann vor Ort evtl. auftretende Passungenauigkeiten ausbessern lassen.

Bauerfeind AG
Triebeser Str. 16

07937 Zeulenrohda-Triebes

Tel.: +49 (0)36628 66 35-00

Fax: +49 (0)36628 66 39-99

info@bauerfeind.de

www.bauerfeind.com